

Traumatologie & Orthopädie

MicroAire® High Speed Pulse Lavage

ARTIKEL	ART. NR.
Düse mit Einzelöffnung (gebündelter Strahl)	5740-004
Düse mit Einzelöffnung (gebündelter Strahl) mit Absaugung	5740-004S
Düse mit 8 Sprühdüsen (Brauseeffekt)	5740-005
Düse mit 8 Sprühdüsen (Brauseeffekt) mit Absaugung	5740-005S
Femurdüse mit 6 Sprühdüsen	5740-006
Femurdüse mit 6 Sprühdüsen mit Absaugung	5740-006S
Winkeldüse mit 8 Sprühdüsen (Brauseeffekt)	5740-008
Femurdüse lang mit 6 Sprühdüsen	5740-009
Femurdüse lang mit 6 Sprühdüsen mit Absaugung	5740-009S
Femurdüse mit Bürste und Absaugung	5740-010S
Schlauch einzeln, ohne Düsen	5740-020
Schlauch einzeln mit Absaugung, ohne Düsen	5740-020S
Allgemeinchirurgie-Sprühset (Art.-Nr.: 5740-020; 5740-005)	5740-060
Hüft-Sprühset (Art.-Nr.: 5740-020; 5740-005; 5740-006)	5740-061
Hüft-Sprühset mit Absaugung (Art.-Nr.: 5740-20S; 5740-005S; 5740-006S)	5740-061S
Knie-Sprühset (Art.-Nr.: 5740-020; 5740-008)	5740-062
Knie-Sprühset mit Absaugung (Art.-Nr.: 5740-020S; 5740-005S)	5740-062S
Jet-Lavage Handgriff Anschluss Synthes AO ▶ weitere Anschlüsse auf Anfrage	5740-600
Spritzschuttschild 150 mm	4700-015
Spritzschuttschild 115 mm	4700-016
Spritzschuttschild 40 mm, konisch	4740-013

Schulter

Knie

Hüfte



MicroAire® High Speed Pulse Lavage

- Mit und ohne Absaugung •


MicroAire® High Speed Pulse Lavage

- Einfachste Handhabung
- Höchste Zuverlässigkeit
- Perfekte Abstimmung

Beim High Speed Pulse-Lavage-System von MicroAire® sind die Düsen, die Schläuche und das Kupplungsstück (Bajonett) – welches ebenfalls für den einmaligen Gebrauch ausgelegt ist, durch eine spezielle Kupplung (Bajonett) ganz einfach aufzustecken und absolut sicher mit dem Gerät verbunden. Die Sprühköpfe der Düsen wurden speziell auf den bei verschiedenen Einsatzgebieten unterschiedlichen Wasserdurchfluss und Spüldruck ausgelegt.

Die neuen Düsensets mit integrierter Absaugung

- ▶ haben 40 % höheren Durchfluss
- ▶ sind kompatibel mit dem 4740 Pulse Lavage Handgriff und Pulse-Lavage-Kuppler der Serien 6000 und 7000



Verbesserte 5740 Pulse Lavage Düsen ohne Absaugung

mit integrierter Absaugung



Die Düse mit Femur-Bürste und Absaugung

- Ergonomie in Perfektion




Der pneumatische 5740 Pulse Lavage Handgriff

Pneumatischer 5740 Pulse Lavage Handgriff

- ▶ neues ergonomisches Design
- ▶ für alle Düsen und Sprühsets
- ▶ Vielseitigkeit in der Anwendung
 - Hüftoperationen
 - Knieoperationen
 - Trauma und Wund-Debridement
- ▶ Spritzschutzschilder für die Sets ohne Absaugung sind in 3 Größen erhältlich

Folgende Komplett-Sprühsets sind erhältlich:

- ▶ 5740-060 Allgemein Chirurgie-Sprühset
- ▶ 5740-061 Hüft-Sprühset
- ▶ 5740-062 Knie-Sprühset
- ▶ 5740-061-S Hüft-Sprühset mit Absaugung
- ▶ 5740-062-S Knie-Sprühset mit Absaugung



▶ Standardschlauch 5740-020



▶ Standardschlauch mit Absaugung 5740-020S